

TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, MEDI TEST COMBI 11

Plataforma	Tiras reactivas de orina
Marca	Medi-Test
Parámetro	Ácido ascórbico, Bilirrubina, Sangre, Densidad, Glucosa, Cetonas, Leucocitos, Nitrito, pH, Proteína, Urobilinógeno
Ácido ascórbico	negativo • + • ++ • +++
bilirrubina	negativo • + • ++ • +++ • ++++
Sangre	neg • aprox. 5–10 • aprox. 50 • aprox. 250 Ery/ μ L
Densidad	1.000 • 1.005 • 1.010 • 1.015 • 1.020 • 1.025 • 1.030
Glucosa	neg • norma • 50 • 150 • 500 • \geq 1000 mg/dL
Cetonas	negativo • + • ++ • +++ • ++++
leucocitos	neg • aprox. 25 • aprox. 75 • aprox. 500 Leuco/ μ L
Nitrito	neg • posición
pH	5 • 6 • 7 • 8 • 9
Proteína	negativo • 30 • 100 • 500 mg/dL
urobilinógeno	norma • 2 • 4 • 8 • 12 mg/dL
Evaluable en reflectómetro	URYXXON Relax
Vida útil (desde la producción)	2 años
FDA 510 (k)	K991927, Complejidad exonerada
Certificado CE	Certificado CE según la Directiva IVD 98/79/EC, para uso profesional.
Temperatura de almacenamiento	4–30 °C
Alcance de la entrega	100 tiras reactivas en un tubo, instrucciones de uso
Material Peligroso	No

