

# **EKF**

## **DIAGNOSTICS**



**HEMOGLOBINOMETRO PORTÁTIL - MOD.  
HEMOCONTROL - EKF DIAGNOSTIC**

➤ **Características:**

- ✓ 2 resultados en un análisis
- ✓ Fácil de usar
- ✓ No necesita calibración
- ✓ Diseño de cubeta sin burbuja
- ✓ Procedencia Germany
- ✓ Modelo Hemocontrol

➤ **Accesorio:**

- ✓ **01 cubeta control por equipo.**
- ✓ **02 limpiadores de la unidad óptica por equipo.**
- ✓ **01 Manual de uso por equipo.**
- ✓ **01 Maletín de transporte por equipo.**

➤ **Medición simple, exacta y fiable de la hemoglobina y el hematocrito en 3 sencillos pasos**

<p>Fácil de usar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funciones fáciles de usar que minimizan el tiempo.</li> <li>- Instrucciones paso a paso en pantalla</li> <li>- Pantalla táctil retroiluminada</li> <li>- Idioma del menú seleccionable por el usuario</li> <li>- Soporte de cubeta de carga fácil minimiza riesgo de contaminación.</li> </ul>
<p>Práctico y portátil</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultados de hemoglobina y hematocrito de una muestra disponibles en 25-60 segundos (dependiendo de la concentración)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sangre venenosa, arterial o capilar</li><li>- Volumen de la muestra de solo 8 o 10 <math>\mu</math>L dependiendo del tipo de cubeta</li><li>- Microcubeta con forma N*X*T que minimiza la formación de burbujas de aire</li><li>- Tamaño compacto con un peso de solo 700g</li><li>- No necesita mantenimiento. Autoverificación automática</li><li>- Batería recargable interna (100horas)</li></ul>
Exacto y fiable	<ul style="list-style-type: none"><li>- Temperatura de ambiente de funcionamiento de 15°C-40°C</li><li>- Método fotométrico de azida metahemoglobina</li><li>- Intervalo de medición: 0-25.6 g/dL; 0-15.9 mmol/L</li><li>- Rango de imprecisión: CV &lt;2%</li><li>- Linealidad: 0-20 g/dL: <math>\pm 0.3</math> g/dL; &gt;20 g/dL: <math>\pm 0.7</math> g/dL</li><li>- Calibrado según el método de referencia del NCCLS</li><li>- Cubeta control incluida</li></ul>
Funciones de gestión de datos	<ul style="list-style-type: none"><li>- Interfaz bidireccional que utiliza el estándar de comunicación LIS2-A2</li><li>- Almacena 4,000 resultados de pacientes</li><li>- Conexión al PC mediante cable USB</li><li>- Dispositivo básico ampliable con funciones de gestión de datos (GD): Identificación mediante código de barras de pacientes, operadores, LOTE, de cubeta y materiales de control, función de bloqueo de control de calidad, almacenamiento adicional de 500 resultados de control de calidad.</li></ul>

- Hemo control manager: Tecnología bluetooth™ integrada, funciones de (GD) preinstaladas a la entrega



Toma de muestra de sangre



Coloque la microcubeta en el analizador

Los resultados se muestran en 25-60 segundos

➤ **Garantía:**

12 meses contados a partir de la fecha de entrega de los equipos, por defecto de fábrica siempre y cuando los equipos hayan sido expuestos al uso común a lo cual fueron destinados.